



BON DE COMMANDE MICRO-EMBOUTS VARIO THERM®



Vos informations

Informations Client

Date : ___/___/_____

**Si commande urgente,
date de retour
souhaitée : ___/___/_____**

Commande

Réfection*

Réf. Patient : _____

Données Audiométriques

Fréquences	250	500	1K	2K	3K	4K	6K	8K
CA Droite								
CA Gauche								

Informations Centre

Cachet du centre :

Tél. : _____ N° compte : _____

Personne à contacter : _____

	Type de connexion				Type d'embout				Venting				
	RITE/miniRITE 60 Ecouteur 60	85 Ecouteur 85	BTE/miniBTE Corda miniFit	DesignRITE 80 Ecouteur 80	V1	V2 (Long)	V3 (Epaulement)	V4 (Squelette)	/	S	M	L	XL
Lite Tip Semi Souple 70 shore 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standard Souple 50 shore 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COMMANDE ECOUTEURS / CORDA miniFit

A remplir si vous désirez recevoir des écouteurs ou des tubes Corda miniFit avec les Micro-Embouts

Ecouteurs	Droite					Gauche						
	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5
60 RITE & mini RITE	<input type="checkbox"/>											
85 RITE & mini RITE	<input type="checkbox"/>											
80 DesignRITE	<input type="checkbox"/>											

Tubes	Droite				Gauche							
	-1	0	1	2	3	4	-1	0	1	2	3	4
 Corda miniFit (Ø 0,9)	<input type="checkbox"/>											

Livré sans tube Corda miniFit

A noter ! Oticon Opn est disponible uniquement en mini RITE.

Commentaires



Les Micro-Embouts VarioTherm sont fabriqués dans une matière qui durcit à température ambiante mais qui se ramollit à température du corps.

Il s'agit d'une fabrication spécifique qui nécessite **un temps de réalisation plus long** et qui entraîne une **tarification spéciale**.

*Afin de traiter au mieux votre demande lors du retour des Micro-Embouts, nous vous demandons de retourner **OBLIGATOIREMENT** les anciens modèles.

Dans le cas contraire, nous ne pourrons pas traiter votre demande. Les Micro-Embouts sont garantis 3 mois. **Il n'y a pas d'avoir pour les Micro-Embouts.**


Pour contacter le service fabrication/SAV Intra et Micro-Embout
Réception des scan empreintes

Ligne dédiée : 01 70 36 96 34 - Fax : 01 70 36 96 20 - email : par.ite.france@dgs.com

oticon
PEOPLE FIRST

Informations diverses


Monter l'écouteur sur un embout VarioTherm®



1. Chauffez doucement l'embout en le plaçant à un peu plus de 10 cm du sèche-cheveux.



2. Placez l'écouteur dans l'outil et poussez le fil dans la rainure pour obtenir une fixation stable. Tenez le fil avec un doigt.



3. Poussez doucement l'écouteur dans l'embout.



4. Ecouteur en place.


Retirer l'écouteur d'un embout VarioTherm®



1. Chauffez doucement l'embout en le plaçant à un peu plus de 10 cm du sèche-cheveux.



2. Outils pour écouteurs 60 et 80/85.



3. Placez l'outil dans l'embout et appuyez prudemment.

L'embout VarioTherm® dans Genie

Pour les embouts VarioTherm souples (50 shore), le venting correspond au même venting que pour les Micro-Embouts durs. Il faut donc sélectionner Micro-Embout court pour les versions V1 et Micro-Embout long pour les versions V2.

Pour les embouts VarioTherm semi souples (70 shore), il n'existe pas de correspondance exacte dans Genie. Nous vous conseillons de sélectionner LiteTip dans le type d'embout. La différence tient dans le fait que le venting d'un VarioTherm semi-souple mesure 4 mm de long contre 1,5 mm pour le LiteTip.

Pour plus de précision dans le calcul des réglages, nous vous conseillons d'utiliser l'audiométrie In Situ dans Genie.

Pour contacter le service fabrication/SAV Intra et Micro-Embout
Réception des scan empreintes

Ligne dédiée : 01 70 36 96 34 - Fax : 01 70 36 96 20 - email : par.ite.france@dgs.com

oticon
PEOPLE FIRST